

## KIT PVMT PCR CABINET 2020

Dans un sac prêt au cabinet

- masque
- charlotte (tissu à laver)
- surblouse
- gants
- sac jaune
- lunettes de protection (perso)
- sachet prélèvement labo + fiche à remplir.
- stylo
- tel pro
- lingettes désinfectantes (perso)

Le patient sera averti par tel : devra mettre en évidence carte CPAM + Mutuelle + ordo si absente, nom du MT obligatoire, **envoyer si possible les photos des docs par sms au préalable.**

**Il devra porter un masque à notre arrivée.**

S'équiper en extérieur : charlotte, masque, surblouse, lunettes. Poser sur une surface propre le sac contenant notre matériel.

Entrer, prendre en photo les éléments, remplir la fiche de renseignements.

Se laver les mains.

Mettre les gants, procéder au soin.

Désinfecter le sachet de pvmt.

Retirer et mettre dans un sac jaune : surblouse et gants + déchets du pvmt.

Le laisser chez le patient aux ordures.

Se laver les mains, repartir avec son sac. Le patient touche les poignées de porte, pas l'idel.

Déposer au labo avant 14h si possible les pvmts + leur envoyer les documents administratifs photo CV par mail.